

BioStick™ - úvod

Účinný, celosvětově ověřený lékařský přístroj, určený k bezbolestné léčbě kožních problémů, neléčeného zubního kazu, paradentózy, aft apod. v dutině ústní.



Představujeme vám BioStick™, revoluční zařízení určené k účinné léčbě poškození kůže (např. ve tváři, v okolí rtů, v ústech a dásních, apod.) a to bezlékovou světelnou léčbou.

Určeno k léčbě:

- gingivitidy
 - aft
- herpes simplex (oparů)
 - zápachu z úst
- bolesti z nachlazení (zimy)
 - periodontální nemoci
 - paradentózy
- komplikace neléčeného zubního kazu

- zánětu dásní
- zranění či poškození v oblasti úst
 - bolesti v krku
- drobných poranění kůže, apod.

BioStick™ je průlomový způsob léčby vyvinutý v Syro Technologies Ltd., která je předním dodavatelem fototerapeutických zdravotnických zařízení využívajících vhodné technologie světelných paprsků užších frekvenčních pásem k neinvazivní bezlékové zcela bezpečné léčbě různých zdravotních obtíží.



Léčba není chemická ani farmakologická a nemá vedlejší účinky. Je založená na fototerapeutických principech (léčby světelnou energií) a využívá viditelný zdroj světla (červené světlo 630nm) na jednoduché vlnové délce.

Produkty společnosti SYRO Technologies Ltd. užívají sofistikované světlo vyzařujících diod, které přesně vydávají potřebnou energii. Požadovaný efekt při léčbě poranění kůže na tvářích, oparů, aftů a gingivitidy se uskutečňuje na této vlnové délce.

Až dosud byly tyto diody příliš drahé a v důsledku toho pak byla fototerapeutická léčba prováděna pouze ve specializovaných centrech.

Nyní, po vzniku BioSticku™ může každý mít u sebe tento jednoduchý vysoce účinný několikaminutový léčebný systém a v pohodlí svého domova za několik dnů vyléčit určitý problém.

Prokázaný úspěch Bio-Sticku™

Účinek světelných paprsků užších frekvenčních pásem při bio stimulaci přilákal vážný zájem odborníků již v době průkopnické studie začátkem sedmdesátých let a byl prokázán mnoha klinickými studiemi. Bylo zjištěno, že alespoň některé biologické účinky mohou být dosaženy ozařováním 630nm světlem nízko-stupňové vlnové délky, které stimuluje proliferaci fibroblastů a mediátory poraněných tkání a také podporuje léčbu zánětlivých procesů.

BioStick™ - instrukce k léčbě

Vyzařované červené světlo je úplně neškodné, přestože je používán dlouhodobě. Nejsou známy žádné vedlejší účinky při aplikaci až 3-4krát, popř. vícekrát za den. Používání BioSticku negativně neovlivňuje užívané léky.

Vyhněte se pohledu do světelného zdroje.



Jak používat BioStick?

Každá terapie (léčba) trvá 1-2 minuty během kterých je červené světlo vyzařováno světelným zdrojem. Přístroj zapnete přepnutím přepínače do polohy I.(ON) . Pro začátek by terapie měla být prováděna 3-4 krát denně. Je možné aplikovat terapii i mnohem častěji bez vedlejších účinků. Jakmile se symptomy zmírňují je možné počet terapií snížit na dvě denně. Když se váš stav zlepší, zmenšete počet terapií na jednu denně. Aby jste udrželi výsledky léčby, je důležité pokračovat v ozařování alespoň 1 až 2 týdny.

Nejllepší je provádět léčbu ráno před nebo po snídani a znovu opakovat večer. Pokud potřebujete 3-4 terapie denně nebo i více, stačí jen nosit BioStick sebou. Přístroj je navržen pro použití jednou osobou. Není doporučen

pro více uživatelů.

Návod k použití

Světlo přiložte na léčenou plochu a vypínač přepněte do polohy I.(ON) - tím uvedete přístroj do provozu.



