

Lady-Comp versus pearly

LADY-COMP®



pearly®



Symbols

Zelená: Neplodné dny (spolehlivost 99,3%)

Žlutá: Doba učení, vynechaná měření

Červená: Plodné dny

Blikající červená: Předpověď ovulace založená na vyhodnocení všech předcházejících cyklů

Stanovení těhotenství: Oznámení pravděpodobného těhotenství od 15 dne po oplodnění a potvrzení tohoto od 18 dne

Ukazatel plodnosti: Pro šest nadcházejících dnů

Uložená data: Přehled uložených dat až 150 dnů zpětně

Celkový počet měřených cyklů

- Průměrná délka cyklu

Statistika cyklu: Průměrný vzestup teploty v době ovulace
Rozsah ovulace (počet dnů před a po ovulaci)

Výtisk dat: Možno vytisknout až 150 posledních dnů, placená služba

Rozměry: Kruh o průměru 14cm a výšky 3cm

Hmotnost: 200 g

Zdroj energie: Připojení k síti dodáváno s přístrojem, zabudována samonabíjecí baterie

Displej: Digitální osvětlený displej (viditelný i ve tmě)

Program: Může být doplněn o program Baby-Comp za současněho zachování uložených dat

Záruční doba: 2 roky, poškozený teplotní sensor lze snadno vyměnit

Symbols

Zelená: Neplodné dny (spolehlivost 99,3%)

Žlutá: Doba učení, vynechaná měření

Červená: Plodné dny

Blikající červená: -

Stanovení těhotenství: Potvrzení těhotenství od 18 dne po oplodnění

Ukazatel plodnosti: -

Uložená data: Přehled uložených dat až 99 dnů zpětně

Statistika cyklu: -

Výtisk dat: Možno vytisknout až 99 posledních dnů, placená služba

Rozměry: Ovál - 7x10 cm a výšky 2.5 cm

Hmotnost: 60 g

Zdroj energie: Zabudována baterie, potřeba měnit přibližně každé 3 roky, placená služba

Displej: Displej neviditelný ve tmě

Program: -

Záruční doba: 2 roky, poškozený teplotní sensor je neopravitelný